

LED-Stirnleuchte



bess medizintechnik gmbh

Persönlich. Kompetent. Verlässlich.

Seit 1988 ist bess Ihr kompetenter Partner in den Bereichen HNO und Kopf-Hals-Chirurgie.

Mit unserem Team qualifizierter Medizinprodukteberater sind wir Ansprechpartner für unsere Kunden in Klinik und Praxis. Ob bei Ihnen vor Ort oder auf über 50 Veranstaltungen im Jahr — wir sind in ständigem Dialog mit den Experten.

Unser Fokus liegt auf dem Patientenwohl. Wir bieten Produkte an, die wir uneingeschränkt auch unserer Familie empfehlen würden. Das ist unser Qualitätsanspruch.



Firmensitz Berlin

Von Anfang an sind wir ein inhabergeführtes Familienunternehmen.

Unsere internationale Vernetzung ermöglicht es uns, Synergien und Impulse auch aus anderen medizinischen Disziplinen zu nutzen und Entwicklungen mit unserem Team von Ingenieuren zu realisieren.

Als Vertrieb sind wir Schnittstelle zwischen Kunde und Hersteller. Wir sichern den Informationsfluss, liefern schnell und zuverlässig und stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

Persönlich. Kompetent. Verlässlich.



bess. Beratung, die keine Fragen offen lässt.


2 — bess.eu





Der südkoreanische Arzt **Dr. Gitchun Kim** hat sich zunächst über 12 Jahre lang der Patientenversorgung gewidmet, bevor er sich verstärkt seinem zweiten, dem Ingenieurberuf zuwandte.

Die **Dr. Kim LED-Stirnleuchte** ist das Produkt seiner Expertise aus beiden Bereichen.



bess.eu — 3

LED-Stirnleuchte Dr. Kim

- schattenarm durch Doppel-LED
- stufenlos verstellbare Leuchtkraft



4 — bess.eu

Erweiterungsoptionen

Kamera



DCAM-5

- 4K-Auflösung
- für kabellose Bildübertragung und lokale Aufzeichnung
- Steuerung mittels Fernbedienung möglich

Lupenbrillen



DKT-3

- 2,5-fache Vergrößerung
- Gewicht: 34 g
- Schärfebereich 25 bis 100 cm
- Pupillendistanz einstellbar: 56 bis 72 mm



DKT-4

- 4-fache Vergrößerung
- Gewicht: 39 g
- Schärfebereich 25 bis 100 cm
- Pupillendistanz einstellbar: 56 bis 72 mm

bess.eu

Vergrößerungsaufsatz

DKL-5

• 1,5-fache Vergrößerung

• Gewicht: 16 g

Varianten

Pupillen- distanz →	58 mm	62 mm	66 mm	70 mm
Dioptrien ↓				
1,5	DKL-5-58-1,5	DKL-5-62-1,5	DKL-5-66-1,5	DKL-5-70-1,5
2,0	DKL-5-58-2,0	DKL-5-62-2,0	DKL-5-66-2,0	DKL-5-70-2,0
2,5	DKL-5-58-2,5	DKL-5-62-2,5	DKL-5-66-2,5	DKL-5-70-2,5
3,0	DKL-5-58-3,0	DKL-5-62-3,0	DKL-5-66-3,0	DKL-5-70-3,0
geringerer Dioptrienwert = entfernterer Fokusbereich				



Schutzvisier

DKPF

- verbesserte Hygiene in Ambulanz und OP
- mit Halterung zur einfachen Anbringung an Stirnleuchten DKH-50 und DKH-50S



6 — bess.eu

Artikelübersicht

REF	Artikel	
DKH-50	Stirnleuchte mit Doppel-LED Set mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern	
DKH-50S	Stirnleuchte mit Doppel-LED und Fotosensor Set mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern	
DKL-5	Vergrößerungsaufsatz (1,5-fach)	
DKT-3	Lupenbrille (2,5-fach)	
DKT-4	Lupenbrille (4-fach)	
DKPF	Schutzvisier - 5 St. mit Halterung zur Anbringung an DKH-50 + 50S	
DCAM-5	4K-Kamera für kabellose Übertragung (Wireless HDMI) und lokales Aufzeichnen	



DKH-50-Set	Stirnleuchte mit Doppel-LED mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern im Set mit 1 Stk. DKL-5 und Transportbox (DKTB)
DKH-50S-Set	Stirnleuchte mit Doppel-LED und Bewegungssensor mit zwei Akkus, Ladegerät und drei Paar Farbfiltern im Set mit 1 Stk. DKL-5 und Transportbox (DKTB)



Die Produkte in diesem Katalog sind €-gekennzeichnet.



Dr. Kim Co. — Republik Korea



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für unsere Produkte; ausschließlich diese sind maßgeblich. Der Abdruck von Hinweisen zur Anwendung der Produkte in diesem Katalog dient lediglich der Verständlichkeit und gibt den Stand der Drucklegung wieder.

Fordern Sie im Bedarfsfall eine aktuelle Version an!

WEEE-Registriernummer: DE69310906

bess.eu



LED-Stirnleuchte

für Ambulanz und OP

