




# Produkte für die Larynx-Chirurgie



bess medizintechnik

# Persönlich. Kompetent. Verlässlich.

Qualität, die überzeugt. Beratung, die keine Fragen offen lässt.

## Unser Fokus liegt auf dem Patientenwohl.

Wir bieten Produkte an, die wir uneingeschränkt auch unserer Familie empfehlen würden. Das ist unser Qualitätsanspruch.



## Ein inhabergeführtes Familienunternehmen.

Von Anfang an.


Als Teil der bess group sind wir eng verbunden mit unseren Schwesterfirmen Leufen Medical (Deutschland), Novatech (Frankreich) und Boston Medical Products (USA).



a bess group company



# Original Montgomery®



William W. Montgomery, M.D. 1923-2003

Im Jahr 1980 gründete Dr. William W. Montgomery zusammen mit zwei Kollegen Boston Medical Products, um seine Vision von Qualität, Standardisierung und Anwenderfreundlichkeit mit dem Fokus auf Patientensicherheit zu kombinieren. Diese Prinzipien prägen das Unternehmen bis heute. Montgomery®-Produkte sind international bekannt und gelten als Standard in der Patientenversorgung.



Montgomery® Implantat-System  
für die Thyreoplastik



Montgomery® Safe-T-Tube™



a bess group company





## Inhaltsverzeichnis

Montgomery® Implantat-System für die Thyreoplastik.....	6
Das Implantat .....	8
System-Optionen .....	10
Montgomery® Safe-T-Tubus™ .....	14
Pädiatrischer Safe-T-Tubus™ .....	18
Standard Safe-T-Tubus™ .....	18
Thorakaler Safe-T-Tubus™ .....	18
Extralanger Safe-T-Tubus™ .....	19
Tapered Safe-T-Tubus™ .....	19
Ösophagus-Tuben .....	23
Montgomery® Speichel-Bypass-Tubus .....	24
Har-El Pharynx Speichel-Bypass-Tubus .....	25
Trachealkanülen und Sprechventile .....	26
Montgomery® Langzeitkanüle .....	27
Montgomery® Sprechventil .....	28
Moore Trachealkanüle.....	29



Montgomery®


# Implantat-System für die Thyreoplastik



## Standardisiertes System zur Behandlung der einseitigen Stimmlippenparese, bestehend aus

- speziell entwickelter chirurgische Instrumente
- Sizer zur Messung des Medialisierungsabstands vor dem Einsetzen des Implantats
- einer Auswahl von sechs Implantatgrößen für weibliche Patienten und sechs Größen für männliche Patienten.





- 
- Vollständig standardisiertes System
  - Keine Notwendigkeit, Implantate von Hand anzufertigen
  - Selbsthaltendes Implantatdesign
  - Kein Nähen erforderlich
  - Geringeres Trauma und kürzere Operationszeit
  - Reversibel
  - Bewährter klinischer Erfolg
- 

Das Montgomery® Implantat-System für die Thyreoplastik ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung. Dieses revolutionäre System wurde für die Behandlung einseitiger Stimm lippenparese entwickelt und ist standardisiert, so dass die zeitaufwändige Anpassung der Implantate zum Zeitpunkt der Operation entfällt.

Standardisierung führt zu konsistenten Ergebnissen. Die solide klinische Erfahrung mit Tausenden von Patienten hat zu einer herausragenden Verbesserung der Stimme geführt und gleichzeitig die mit handgeschnitzten Implantaten und Injektionstechniken verbundenen langen Verfahren und Komplikationen reduziert.



## Montgomery® Thyreoplastik-Implantate

Das einzigartige Design des Montgomery® Thyreoplastik-Implantats besteht aus zwei Hauptkomponenten: der rechteckigen Basis und dem dreieckigen Kopf.



Der dreieckige Teil ist aus weichem Silikon gefertigt, um das Stimmband und den Stimmbandfortsatz des Aryknorpels zu medialisieren. Die Hypotenuse des Dreiecks entspricht der Längsachse des Stimmbandes.

Die Höhe des Dreiecks wird in Millimetern gemessen und bestimmt die Implantatgröße: 6, 7, 8, 9, 10 und 11 mm für Frauen und 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm für Männer.


Die Basis besteht aus festem Silikon und ist dreistufig. Die laterale oder äußere Schicht liegt auf der Außenfläche der Schildknorpel auf und verhindert eine mediale Migration des Implantats. Die mittlere Schicht stabilisiert das Implantat und verhindert eine Rotation. Die innere Schicht ruht an der Innenfläche der Schildknorpel und verhindert eine Dislokation nach außen. Es gibt eine einheitliche Basis für weibliche und eine einheitliche Basis für männliche Größen.

Auf der Basis eines jeden Implantats sind Größe und Geschlecht angegeben.



## Montgomery® Einweg-Sizer für die Thyreoplastik

Spezielle Sizer für weibliche (grün) und männliche (blau) Patienten simulieren präzise die Medialisierung der Stimmbänder, so dass der Einsatz und Austausch mehrerer Implantate entfällt. Dies führt zu einem geringeren Trauma für den Patienten und einer kürzeren Operationszeit. Das Einwegset umfasst fünf Größen, die den fünf kleinsten Implantatgrößen entsprechen, und ist sowohl für Frauen als auch für Männer erhältlich.



Jeder Sizer enthält eine Markierung mit Implantatgröße und Geschlecht.



## Montgomery® Instrumente für die Thyreoplastik

Maßgeschneiderte chirurgische Instrumente erleichtern die Lokalisierung, Gestaltung und Herstellung des Knorpelfensters sowie das Einsetzen des Implantats.

Alle Instrumente sind einzeln oder als komplettes 13-teiliges Set mit Sterilisationstray erhältlich.

## Das chirurgische Verfahren

Das chirurgische Verfahren wurde fein abgestimmt und umfasst einen schrittweisen Prozess zur Lokalisierung des Thyreoplastik-Fensters, zur Herstellung des Fensters, zur Bestimmung der Implantatgröße und zum Einsetzen des Implantats. Das Verfahren verkürzt die Operationszeit und ist reversibel. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



## Montgomery® Thyreoplastik-Implantate

REF		REF	
<b>BMP MTF-06</b>	Frauen-Größe 6	<b>BMP MTM-08</b>	Männer-Größe 8
<b>BMP MTF-07</b>	Frauen-Größe 7	<b>BMP MTM-09</b>	Männer-Größe 9
<b>BMP MTF-08</b>	Frauen-Größe 8	<b>BMP MTM-10</b>	Männer-Größe 10
<b>BMP MTF-09</b>	Frauen-Größe 9	<b>BMP MTM-11</b>	Männer-Größe 11
<b>BMP MTF-10</b>	Frauen-Größe 10	<b>BMP MTM-12</b>	Männer-Größe 12
<b>BMP MTF-11</b>	Frauen-Größe 11	<b>BMP MTM-13</b>	Männer-Größe 13

Wird steril geliefert. Ein Implantat pro Packung.



## Implantat-Sets enthalten je 16 Implantate

Deutliche Einsparungen gegenüber  
dem Kauf einzelner Implantate

REF	
<b>BMP MTC-01</b>	<i>Set-Kombination mit Implantaten für Männer und Frauen, enthält 16 Implantate:</i> Frauen-Größen: 6, 7, 8, 11 zu je 1 Stk. / 9, 10 zu je 2 Stk. Männer-Größen: 8, 9, 10, 13 zu je 1 Stk. / 11, 12 zu je 2 Stk.
<b>BMP MTF-01</b>	<i>Implantat-Set für Frauen, enthält 16 Implantate:</i> Größen 6, 11 zu je 2 Stk. / Größen 7, 8, 9, 10 zu je 3 Stk.
<b>BMP MTM-01</b>	<i>Implantat-Set für Männer, enthält 16 Implantate:</i> Größen 8, 13 zu je 2 Stk. / Größen 9, 10, 11, 12 zu je 3 Stk.




## Montgomery® Thyreoplastik Sizer-Sets

REF	
<b>BMP MT-300</b>	Sizer-Set für Frauen (5 Einweg-Sizer)
<b>BMP MT-400</b>	Sizer-Set für Männer (5 Einweg-Sizer)

Wird steril geliefert, Einmalgebrauch. Die Kits enthalten einen Sizer jeder Größe (5 Größen pro Kit).





## Montgomery® Instrumente für die Thyreoplastik

REF	Beschreibung
A	BMP MT-201 Fensterlehre, 7 mm, weiblich
B	BMP MT-202 Fensterlehre, 9 mm, männlich
C	BMP MT-203 Fensterschablone, weiblich
D	BMP MT-204 Fensterschablone, männlich
E	BMP MT-205 Gebogener Haken, klein
F	BMP MT-206 Gebogener Haken, groß
G	BMP MT-207 Scharfer Haken, klein

REF	Beschreibung
H	BMP MT-208 Scharfer Haken, groß
I	BMP MT-209 Entenschnabel-Elevatorium, 3 mm
J	BMP MT-210 Entenschnabel-Elevatorium, 5 mm
K	BMP MT-211 Coupland-Elevatorium
L	BMP MT-212 Implantat-Einführinstrument, weiblich
M	BMP MT-213 Implantat-Einführinstrument, männlich

Wird unsteril geliefert. Ein Instrument pro Packung.

### Komplettes 13-teiliges Instrumenten-Set mit Sterilisationstray

Einzelne Instrumente sind separat erhältlich.


REF	
BMP MT-200	Instrumentenset, im Sterilisationstray, bestehend aus 13 Instrumenten

Wird unsteril geliefert.



## Multiple Procedure Thyroplasty Kit

Konzipiert für Chirurgen oder Einrichtungen, die jährlich mehrere thyreoplastische Eingriffe durchführen.






REF	Beschreibung	VE
BMP MT-MP	Multiple Procedure Kit, enthält: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Implantate (je 8 für Frauen und Männer)</li> <li>• 8 Sizer-Sets (je 4 für Frauen und Männer)</li> <li>• 1 Instrumentenset, groß, im Sterilisationstray</li> </ul>	1 Kit



# Der Montgomery® Safe-T-Tubus™





## Zweckbestimmung

Der Montgomery® Safe-T-Tubus™ dient zur Aufrechterhaltung eines adäquaten trachealen Atemwegs und zur Stützung der rekonstruierten/wiederhergestellten stenotischen Trachea.

## Indikationen

- Akute tracheale Verletzungen
- Schienung einer rekonstituierten Trachea
- Schienung einer rekonstruierten Trachea
- Stenosen der Trachea, wenn die zervikale / thorakale Trachea nicht rekonstruiert werden kann
- Ersatz für die zervikale Trachea, wenn diese nicht rekonstruiert werden kann

## Fünf Ausführungen sind erhältlich

**Pädiatrischer** Safe-T-Tubus™

**Standard** Safe-T-Tubus™

**Thorakaler** Safe-T-Tubus™

**Extralanger** Safe-T-Tubus™

**Tapered** Safe-T-Tubus™



Montgomery®

# Safe-T-Tubus™



Verfügbar in transparent  
oder radio-opak



Besondere Situationen erfordern gekürzte Safe-T-Tubus™ Schenkel.

Wir bieten einen Service zum Kürzen des Safe-T-Tubus nach Ihren Vorgaben. Die Enden werden abgeschrägt.



Bitte sprechen Sie uns an!

implantierbares Silikon,  
antiadhärente Oberfläche



# Vorteile des Originals

## Rillen

entlang des extraluminalen Schenkels ermöglichen die Anbringung eines Sicherungsrings, wodurch das Risiko der posterioren Dislokation signifikant verringert wird.



Der Safe-T-Tubus™ ist einfach zu platzieren, abzusaugen und zu entfernen, und kann unter Anästhesie verwendet werden.



Der Safe-T-Tubus™ ist in einer umfangreichen Auswahl an Größen erhältlich.

Jeder Safe-T-Tubus™ wird steril geliefert.

Mit jedem Safe-T-Tubus™ werden 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen geliefert. Weitere Ring-Stöpsel-Kombinationen sind separat erhältlich.



Montgomery®


# Safe-T-Tubus™

Erhältlich in fünf Ausführungen



## Pädiatrisch

Der **Pädiatrische Safe-T-Tubus™** verfügt über einen abgewinkelten extraluminale Schenkel, um das Absaugen und die Pflege der Luftwege zu erleichtern.



## Standard

Der **Standard Safe-T-Tubus™** ist die Original-Form und für die meisten Fälle geeignet.



## Thorakal

Der **Thorakale Safe-T-Tubus™** verfügt über einen extralangen unteren Schenkel für thorakale Anwendungen.





### Extralang

Der **Extralange Safe-T-Tubus™** wurde entwickelt, um dem Chirurgen die völlige Freiheit zu geben, die intraluminalen Glieder auf jede gewünschte Länge anzupassen.

### Tapered

Der **Tapered Safe-T-Tubus™** wurde entwickelt, um die Behandlung von trachealen und subglottischen Stenosen zu unterstützen.

Das obere Ende passt sich der Kontur der Glottis und Subglottis an, während der größere, untere Teil gleichzeitig als Stent für die Trachea dient.




# Safe-T-Tubus™

## Bestellhinweise

### Pädiatrisch - Serie 3200 Pädiatrischer Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF Zubehör	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination	
6	BMP 320006	BMP 32006R	6	94	46	42	45	6	BMP 321066	
7	BMP 320007	BMP 32007R	7	95	46	43	45	6	BMP 321066	
8	BMP 320008	BMP 32008R	8	96	46	42	45	8	BMP 321086	
9	BMP 320009	BMP 32009R	9	97	46	43	45	8	BMP 321086	


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.  
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.



### Standard - Serie 4200 Standard Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF Zubehör	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
10	BMP 420010	BMP 42010R	10	50	19	23	39	8	BMP 321106	BMP 321107
11	BMP 420011	BMP 42011R	11	60	20	29	52	11	BMP 321126	BMP 321127
12	BMP 420012	BMP 42012R	12	66	23	32	50	11	BMP 321126	BMP 321127
13	BMP 420013	BMP 42013R	13	69	24	34	55	11	BMP 321126	BMP 321127
14	BMP 420014	BMP 42014R	14	71	25	35	59	11	BMP 321126	BMP 321127
15	BMP 420015	BMP 42015R	15	73	26	36	56	11	BMP 321126	BMP 321127
16	BMP 420016	BMP 42016R	16	75	27	37	65	11	BMP 321126	BMP 321127


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.  
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.



## Thorakal - Serie 5200 Thorakaler Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF Zubehör	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
10	BMP 520010	BMP 52010R	10	113	31	74	38	8	BMP 321106	BMP 321107
11	BMP 520011	BMP 52011R	11	115	30	74	50	11	BMP 321126	BMP 321127
12	BMP 520012	BMP 52012R	12	112	29	72	50	11	BMP 321126	BMP 321127
13	BMP 520013	BMP 52013R	13	116	31	74	55	11	BMP 321126	BMP 321127
14	BMP 520014	BMP 52014R	14	118	32	75	58	11	BMP 321126	BMP 321127
15	BMP 520015	BMP 52015R	15	119	33	75	56	11	BMP 321126	BMP 321127
16	BMP 520016	BMP 52016R	16	119	33	75	65	11	BMP 321126	BMP 321127


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.  
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.



## Extra-lang - Serie 6200 Extra-langer Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF Zubehör	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
10	BMP 620010	BMP 62010R	10	156	74	74	37	8	BMP 321106	BMP 321107
11	BMP 620011	BMP 62011R	11	159	74	74	49	11	BMP 321126	BMP 321127
12	BMP 620012	BMP 62012R	12	159	74	74	48	11	BMP 321126	BMP 321127
13	BMP 620013	BMP 62013R	13	159	74	74	57	11	BMP 321126	BMP 321127
14	BMP 620014	BMP 62014R	14	159	74	74	57	11	BMP 321126	BMP 321127
15	BMP 620015	BMP 62015R	15	159	74	74	57	11	BMP 321126	BMP 321127
16	BMP 620016	BMP 62016R	16	159	74	74	64	11	BMP 321126	BMP 321127


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.  
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.



## Tapered - Serie 7200 Tapered Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)							REF Zubehör	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	G	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
8/10	BMP 721008	BMP 71008R	8	158	75	75	67	8	10	BMP 321106	BMP 321107
10/13	BMP 721310	BMP 71310R	10	159	74	74	65	11	13	BMP 321126	BMP 321127

Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.  
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.





# Ösophagus-Tuben

- Implantierbares Silikon
- Antiadhärente, glatte Oberfläche
- Radio-opak, auf ausdrücklichen Wunsch auch transparent erhältlich



Montgomery®

# Speichel-Bypass-Tubus


Zur stentvermittelten Reparatur bei zervikalen ösophagealen und hypopharyngealen Strikturen oder zur Erleichterung der Behandlung von Fisteln verschiedener Ursachen wie chirurgische Eingriffe, Bestrahlung, erhöhte Malignität, Traumata und Verätzungen.

Der dauernde Kontakt des durch Operation, Infektion oder Strahlentherapie verletzten Gewebes mit dem Speichel ist der Hauptgrund, der den Heilungsprozess und den Fistelverschluss behindert.

Der Montgomery® Speichel-Bypass-Tubus lenkt den Speichel in den distalen Ösophagus und erleichtert einen Spontanverschluss der Fistel oder eine für Reparaturmaßnahmen ausreichende Erholung des Gewebes.

Eine Ernährungssonde kann durch den Speichel-Bypass-Tubus eingeführt werden. Drohende Fisteln und Strikturen können durch die Sondeneinlage allein oder nach einer Bougierdilatation verhindert werden.

7  
Größen  
verfügbar



Größe	REF		Abmessungen (mm)		
	Transparent	Radio-opak	A	B	C
8	BMP 322080	BMP 322080R	33	191	8
10	BMP 322100	BMP 322100R	35	191	10
12	BMP 322120	BMP 322120R	37	191	12
14	BMP 322140	BMP 322140R	39	191	14
16	BMP 322160	BMP 322160R	41	191	16
18	BMP 322180	BMP 322180R	43	191	18
20	BMP 322200	BMP 322200R	45	191	20

Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus.




# Har-El Pharynx Speichel-Bypass-Tubus

Zur Vereinfachung der Behandlung von Ösophagus-Fisteln verschiedenen Ursprungs wie z.B. chirurgische Eingriffe, Bestrahlung, fortgeschrittene maligne Krebserkrankungen, Traumata und die Aufnahme ätzender Substanzen.




Das proximale Ende weist eine trichterförmige Vertiefung auf, die zur Verankerung der Vorrichtung in Höhe des Zungengrundes dient.

- Zur Behandlung von orokutanen und pharyngokutanen Fisteln nach onkologischen Resektionen im Kopf- und Halsbereich
- Platzierung bei Patienten mit einer bestehenden Fistel vor rekonstruktiven Verfahren
- Prophylaktische Platzierung bei Patienten, bei denen ein hohes Risiko für die Entwicklung einer Fistel besteht.



REF	
Transparent	Radio-opak
BMP 355120	BMP 355120R
Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus.	



# Trachealkanülen und Sprechventile





Montgomery®

# Langzeitkanüle

zur Aufrechterhaltung des Luftwegs und als Ersatz für eine herkömmliche Trachealkanüle

- Kann zugeschnitten werden
- Ringscheibe für sicheren Sitz




**27° abgewinkelter Flansch**, um sicherzustellen, dass der Tubus waagrecht in der Trachea sitzt – nichts ragt in die Trachea hinein.

**Hochpolierte Oberfläche**, die das Wachstum des Epithels zwischen der Luftröhre und der Haut ermöglicht und fördert.

Die Doppelnut entlang der Rohrachse befindet sich in der „6-Uhr-Position“ und dient zur Orientierung und als Abflussöffnung.

24 Größen verfügbar



Größe	Maße (mm)		REF für folgende Stoma-Länge (Maß "C") in mm						REF	
	A	B	17-25	25-33	33-41	41-49	49-57	57-65	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
4	9	37	BMP 330425	BMP 330433	BMP 330441	BMP 330449	BMP 330457	BMP 330465	BMP 310406	BMP 310404
6	11	37	BMP 330625	BMP 330633	BMP 330641	BMP 330649	BMP 330657	BMP 330665	BMP 310606	BMP 310604
8	12	37	BMP 330825	BMP 330833	BMP 330841	BMP 330849	BMP 330857	BMP 330865	BMP 310806	BMP 310804
10	13	37	BMP 331025	BMP 331033	BMP 331041	BMP 331049	BMP 331057	BMP 331065	BMP 311006	BMP 311004

Steril, für den einmaligen Gebrauch am Patienten. 1 Kanüle, 2 Ring-Stöpsel-Kombination, 1 IFU pro Packung.  
Separat erhältliches Zubehör (31xxxx) wird unsteril geliefert.





Montgomery®

# Sprechventil

Silikon-Sprechventil für fingerfreies Sprechen.

Mit dünner, einseitig-aufgehänger Membran, die sich beim Einatmen öffnet und beim Ausatmen schließt.

Alle Ventile besitzen unsere einzigartige Hustenablassfunktion, durch die eine Dislokation des Ventils oder der Kanüle nach kräftigem Husten oder erhöhtem Trachealdruck verhindert wird.

- Einfach zu bedienen und robust
- Geringer Widerstand beim Einatmen
- Exklusive Hustenlöser-Funktion
- 4 Größen

Größe	REF
	Sprechventil, Silikon
4	BMP 350401
6	BMP 350601
8	BMP 350801
10	BMP 351001

Wird unsteril geliefert. Für den einmaligen Gebrauch am Patienten. 1 Sprechventil, 1 Aufbewahrungsbehälter pro Packung.



# Moore Trachealkanüle

Aufrechterhaltung eines adäquaten Atemwegs bei gleichzeitiger Schienung der stenotischen zervikalen und thorakalen Trachea.


- Vier Komponenten: Silikon-Trachealkanüle mit Obturator und zwei Innenkanülen
- Flexibel, um sich der individuellen Anatomie anzupassen und gleichzeitig den Komfort des Patienten zu gewährleisten
- Hergestellt aus Silikon mit glatter Oberfläche zur Verringerung von Verkrustungen und Gerinnseln
- Radio-opak für Sicherheit bei der korrekten Platzierung
- Standardlänge kann für individuelle Anwendungen gekürzt werden
- Zusätzliche Innenkanülen erhältlich als Ersatz



## Moore Trachealkanüle

Größe	REF	Maße (mm)		
		A	B	C
6	BMP MTT-006	109	11	6,5
8	BMP MTT-008	109	12	7,5
10	BMP MTT-010	109	13	8,5


Wird steril geliefert. Beinhaltet Außenkanüle, Obturator, einfache Innenkanüle und Innenkanüle mit 15-mm-Adapter.



## Ersatz-Innenkanülen

Größe	REF	Beschreibung
6	BMP MTT-006-CN	Innenkanüle mit 15-mm-Adapter
	BMP MTT-006-LP	einfache Innenkanüle
8	BMP MTT-008-CN	Innenkanüle mit 15-mm-Adapter
	BMP MTT-008-LP	einfache Innenkanüle
10	BMP MTT-010-CN	Innenkanüle mit 15-mm-Adapter
	BMP MTT-010-LP	einfache Innenkanüle

Wird steril geliefert. 2 Kanülen pro Packung (1 Kanüle pro Beutel, 2 Beutel pro Packung).





Die Produkte in diesem Katalog sind  $\text{CE}$ -gekennzeichnet.



Boston Medical Products, Inc. — Shrewsbury, MA, USA



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für unsere Produkte; ausschließlich diese sind maßgeblich. Der Abdruck von Hinweisen zur Anwendung der Produkte in diesem Katalog dient lediglich der Verständlichkeit und gibt den Stand der Drucklegung wieder. Fordern Sie im Bedarfsfall eine aktuelle Version an!




Die Gebrauchsanweisungen für einige unserer Produkte werden nur noch in elektronischer Form (als pdf-Datei) auf unserer Internetseite bereitgestellt. Die erforderlichen Zugangsdaten finden Sie auf dem Produktetikett.

**Bitte beachten Sie, dass die Produktverfügbarkeit je nach Land variieren kann. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.**



**Produkte für die  
Larynx-Chirurgie**

einschließlich original  
Montgomery® Produkte



BMG-MR-PCA-BMP-Larynx-80634\_DE Rev.: 5



a bess group company

**bess medizintechnik gmbh**

**Deutschland:** Gustav-Krone-Str. 7 • D-14167 Berlin  
Tel.: 030 / 816 909-0 • Fax: 030 / 816 909-16

**Österreich:** Kaiser-Josef-Platz 41 • A-4601 Wels  
Tel.: 07248 / 66 1 44 • Fax: 07248 / 62205

[www.bess.eu](http://www.bess.eu) • [office@bess.eu](mailto:office@bess.eu)

